

ROTOFIX FÜR GELOMAT

DE

Als Zubehör erhältliche Positioniereinrichtung zur automatischen Messung von Gelkapseln, gelatineartige Materialien und Nährböden für den Gelomat. Durch die universelle Schablone kann eine unterschiedliche Anzahl von Proben – und Probengrößen gemessen werden.



Der Rotofix ist die smarte Automatisierungslösung zur Härteprüfung an mehreren Proben mit nur einem Tastendruck. In Kombination mit dem Gelomat bietet es die perfekte Einstiegsmöglichkeit in die Automatisierung.

ROTOFIX FÜR GELOMAT

DE

KEY FEATURES



Flexible Probenanzahl

Die maximale Probenanzahl beträgt 10 Stück, kann aber je nach Anforderung flexibel angepasst werden.



Anzahl der Messpunkte frei definierbar

Über die Elektronikeinheit kann die Anzahl der Messpunkte frei definiert werden.




Reduzierter Benutzereinfluss dank Einstelllehren

Mit den enthaltenen Einstelllehren minimieren Sie den Benutzereinfluss und gewährleisten eine einheitliche Bedienung der Probenschablone.



Kundenspezifische Probenschablonen

Durch unsere hohe Fertigungstiefe ist es möglich, die Schablone für Ihre Anforderungen passgenau herzustellen.



Bedienung des Rotofix mittels Software Celeste

Von der Erstellung eines Testplanes bis hin zur automatisierten Datenerfassung während der Messung, bietet die Software eine Vielzahl von Möglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Maße B x T x H	20 x 14 x 18 cm
Gewicht	4,87 kg

Bareiss Prüfgerätebau GmbH
DAKKS-Kalibrierlaboratorium
Breiteweg 1
89610 Oberdischingen, Germany
Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0
Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22
sales@bareiss.de



MADE IN GERMANY SINCE 1954.



Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.