



ROTOFIX FÜR DIGI TEST II

DE

Als Zubehör erhältliche Positioniereinrichtung zur automatischen Messung von Probekörpern für das digi test II. Durch verschiedene Schablonen kann eine unterschiedliche Anzahl von Proben und Messpositionen gemessen werden.



Der Rotofix ist die smarte Automatisierungslösung zur Härteprüfung an mehreren Proben mit nur einem Tastendruck. In Kombination mit dem digi test II bietet es die perfekte Einstiegsmöglichkeit in die Automatisierung.

ROTOFIX FÜR DIGI TEST II

DE

KEY FEATURES




Flexible Probenanzahl

In Abhängigkeit der Größe der Proben kann die Probenanzahl der Schablone vorab gewählt werden.



Anzahl der Messpunkte frei definierbar

Über die Elektronikeinheit kann die Anzahl der Messpunkte frei definiert werden.



Kundenspezifische Proben-schablonen

Durch unsere hohe Fertigungstiefe ist es möglich, die Schablone für Ihre Anforderungen passgenau herzustellen.



Bedienung des Rotofix mittels Software BareissOne

Von der Erstellung eines Testplanes bis hin zur automatisierten Datenerfassung während der Messung, bietet die Software eine Vielzahl von Möglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

Maße B x T x H	20 x 14 x 13 cm
Gewicht	3,99 kg

Bareiss Prüfgerätebau GmbH
DAKKS-Kalibrierlaboratorium
Breiteweg 1
89610 Oberdischingen, Germany
Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0
Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22
sales@bareiss.de



MADE IN GERMANY SINCE 1954.



Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.